

Micropunta TX-Bone

Estudios de caso



ESTUDIO DE CASO #1 Varón de 38 años, deformidad de Haglund sintomática desde hace 18 meses

- Walter I. Sussman, DO
- Actividades limitadas de enseñanza, entrenamiento, **correr**
- Imagen tomada inmediatamente después de la operación
- **Abolición de los síntomas.**
- Correr 7-8 millas a las 12 semanas



ESTUDIO DE CASO #2 Varón de 38 años, deformidad de Haglund sintomática desde hace 2 años

- Mederic M. Hall, MD
- Incapacidad para correr, dolor al pararse y caminar

- Imagen tomada inmediatamente después de la operación
- Volvió a correr, pararse y caminar sin síntomas



ESTUDIO DE CASO #3

Mujer de 48 años, deformidad de Haglund
sintomática desde hace 30 meses

- Walter I. Sussman, DO
- Actividades limitadas de correr y hacer ejercicio.
- Imagen tomada inmediatamente después de la operación
- Correr hasta 2 millas en elíptica a las 6 semanas



- **Indicaciones para el uso:** El sistema Tenex Health TX® con TX-Bone (TXB) MicroTip está indicado para su uso en procedimientos quirúrgicos donde la fragmentación, la emulsificación y la aspiración de tejido blando y duro (p. ej., hueso) son deseables, incluida la cirugía general y la cirugía ortopédica. , Cirugía Laparoscópica y Cirugía Plástica y Reparadora. El sistema Tenex Health TX® con TXB MicroTip también está indicado para el uso en el desbridamiento de heridas, como, entre otras, úlceras diabéticas, en aplicaciones en las que, a juicio del médico, se requiera el uso de un aspirador ultrasónico con desbridamiento agudo.
- **Uso específico:** La tecnología mínimamente invasiva del Tenex Health TX System es una herramienta quirúrgica ultrasónica que se puede utilizar para realizar diversos procedimientos dentro del uso previsto autorizado del dispositivo, como tendinopatía o resección de la deformidad ósea de Haglund.
- Este documento está destinado exclusivamente para el uso de profesionales de la salud. Un médico siempre debe confiar en su juicio clínico profesional al decidir si usar un producto en particular para tratar a un paciente en particular. Tenex Health no brinda asesoramiento médico y recomienda que el médico esté familiarizado con el uso de cualquier producto en particular antes de usarlo en un procedimiento. Los médicos deben consultar las Instrucciones de uso (prospecto del paquete) antes de usar cualquier producto de Tenex Health.

Para obtener información sobre el Sistema Tenex Health TX® y
TX-Bone MicroTip, contacto: P:
949.454.7500 / 855.2 TENDÓN
TenexHealth.com

26902 Vista Terrace - Lake Forest, CA 92630 - T 949.454.7500 - F 949.580.1270 - info@tenexhealth.com - www.TenexHealth.com

Tenex Health, Tenex Health TX y el logotipo de Tenex Health son marcas comerciales de Tenex Health Inc.