

Tenex Salud Texas® Sistema

Poderoso. Preciso.
Cambio de vida.

Un paso adelante en el tratamiento mínimamente invasivo de las tendinopatías y prominencias óseas.

Para pacientes de podología con tendinopatía crónica o prominencias óseas dolorosas, Tenex Health TX® El sistema puede cambiar las reglas del juego. Emplea tecnología ultrasónica avanzada y guía de imágenes para cortar y eliminar percutáneamente tejido sintomático, incluido el hueso, a través de una mini incisión. Esta solución de procedimiento único tiene el potencial de ayudar a los pacientes a sanar más rápido, de forma menos invasiva y con menos molestias que la cirugía abierta, en procedimientos de tejidos blandos.

Procedimientos utilizando Tenex Health TX® El sistema está cubierto por la mayoría de los seguros.

El Tenex Salud TX® El sistema está clínicamente probado en tejidos blandos para aliviar el dolor en >85% de los pacientes y permitir un regreso a la actividad en típicamente 6-8 semanas.



Tenex Salud TX® Consola del sistema

SD
TRAUMA


Trice Medical

TENEX
HEALTH | Tenex Health ahora es parte de Trice Medical

Eliminación de tejidos blandos

Tendinopatía refractaria crónica (TX1, TX2 y TX-Bone MicroTips*):

- Inserción de Aquiles
- Peroneo
- fasciosis plantar
- Fibroma plantar
- Intervención quirúrgica fallida




Hueso y calcificado

Eliminación de tejido

La TX-Bone MicroTip es la última incorporación aprobada por la FDA, diseñada para eliminar hueso y tejido calcificado.*

Calcificaciones/osteofitos/formaciones de espolones (TX-Bone MicroTip):

- Inserción del tendón de Aquiles/ deformidad de Haglund
- Espolón de inserción de la fascia plantar
- Exóstosis y espolones
- Úlcera de pie diabético



Aplicación de úlcera de pie diabético

TXB se puede usar para tratar la causa raíz de las úlceras del pie diabético (DFU) sin ingresar o expandir el área de la herida.


- Elimina las prominencias óseas y el tejido cicatricial denso por vía subcutánea
- Proporciona la perfusión necesaria para regenerar tejido sano³

Experiencia clínica

Tenex Salud TX®Sistema utilizado para tratar 105 pacientes con UPD, todos con cuidados avanzados previos de heridas.^{4†}

- 96% de los pacientes curados
- Tasa de recurrencia < 5 %
- Tiempo promedio de curación 3,5 semanas
- 6 años de experiencia

Sin recurrencia > 24 meses³



Especificaciones y características de MicroTip		Indicador de punta (aproximado lumen interior OD)	Calibre de vaina (exterior aproximado lumen max OD)	Volumen como porcentaje de la línea de base TX1 (por carrera a 26,5 kHz)	Tejido Indicaciones
Micropunta TX125,4 mm		19 (1,1 mm)	11 (3,0 mm)	100%	Solo suave
Micropunta TX243,2 mm		18 (1,3 mm)	14 (2,1 mm)	200%	Solo suave
Micropunta TX-Bone(TXB) 33,0 mm		15 (1,9 mm)	11 (3,0 mm)	650%	Suave + Duro

1. Stuhlman CR, et al. Ortopedia 2016;39(6):e1028-e1035; Yanish GJ, et al. Presentado, J Shoulder Elbow Surg, 2019 Abr.

2. Baker CL, Mahoney JR. The Orthopaedic Journal of Sports Medicine 2020;8(3):1-8; Battista CT, et al. Tech in Hand y Upper Extrem Surg 2018;22:15-18; Chimenti RL, et al. J Ultrasound Med 2019;39(6):1629-1635; Elattrache NS, Morrey BF. Operat Tech Orthop 2013;23(2):98-103; Liberado L, et al. J Am Podiatr Med Assoc. 2019;109(1):1-8; Khanna M, et al. Afiche presentado en: Reunión Anual Academia Estadounidense de Medicina Física y Rehabilitación 2013 Oct.; Koh JSB, et al. Am J Sports Med 2013;41(3):636-644; PatelMM, et al. J Orthop Rheum 2015;2(2):1014; Patel MM. Am J de Orthop 2015;44(3):107-110; Razzdan R, Vander Woude E. J Surg Proced Tech 2018;3(102):1-6; Seng C, et al. Am J Sports Med 2016;44(2):504-510; Yanish GJ, et al. Presentado, J Shoulder Elbow Surg, 2019 Abr.

3. Datos en archivo.

4. Freed L. Diabetes 2020 Jun;69 (Suplemento 1).

*TXB tiene un mayor potencial que TX1 o TX2 para una eliminación más rápida y más tejido.

† Los estudios fueron el trabajo independiente de los médicos participantes y no fueron promovidos por Tenex Health, Inc. de ninguna manera. tenex salud, inc. no promueve el uso de TX1 MicroTip o TX2 MicroTip para el tratamiento de patologías de tejidos duros o úlceras del pie diabético. La MicroTip TX-Bone (TXB) fue desarrollada, indicada y aprobada por la FDA para el tratamiento de patologías de tejidos duros y úlceras del pie diabético.

Tenex Health, Inc. es el fabricante de Tenex Health TX®Sistema.

26902 Vista Terrace • Lake Forest, CA 92630 • T 949.454.7500 • F 949.580.1270 • info@tenexhealth.com

Para más información, comuníquese con Tenex Health 949.454.7500 855.2TENDON • info@tenexhealth.com tricemedical.com • tenexhealth.com



TENEX HEALTH | Tenex Health ahora es parte de Trice Medical

Tenex Health, Tenex Health TX®, y el logotipo de Tenex Health son marcas comerciales de Tenex Health, Inc.

MKT-297 Rev F